

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## • ArgentumClean • Silbertauchbad

### Anwendungsgebiete

ArgentumClean ist ein professionelles schwach saures Silbertauchbad für stark angelaufene Silberbestecke, Schalen, Schüsseln, Vasen und Schmuck. Es verleiht der Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz ohne es anzugreifen.

### Verarbeitung

Die Silbergegenstände für 2 – 6 Minuten im ArgentumClean pur tauchen. Anschließend die Gegenstände gründlich mit Wasser abspülen und mit einem weichem Tuck (ggfls. Mikrofaser) abtrocknen



### Hinweise

Achtung! Dieses Produkt ist für Gegenstände aus Silber lediglich zu verwenden. Jeglicher Kontakt mit rostfreiem Stahl und anderen Metallen, sowie Silberwaren mit eingeschwärztem Dekor ist zu vermeiden.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	295-10
25,0	295-25
30,0	295-30
200,0	295-200

<b>Daten:</b>	Dichte:	Kennzeichnung:	GHS07	AOX:	frei
	pH:	Rid/ADR/GGVS:	9, UN3082	GISBAU-Code:	
	Viskosität:	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.