

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

# ArgentumClean

## Silbertauchbad

### Anwendungsgebiete

**ArgentumClean** ist ein professionelles schwach saures Silbertauchbad für stark angelaufene Silberbestecke, Schalen, Schüsseln, Vasen und Schmuck.

**ArgentumClean** verleiht der Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz ohne es anzugreifen.

**ArgentumClean** ist auch für den industriellen Einsatz zum deoxidieren von Silberoberflächen (Elektronikkontakte) gut geeignet.

### Verarbeitung

Die Silbergegenstände für 2 – 6 Minuten in pures **ArgentumClean** tauchen.

Anschließend die Gegenstände gründlich mit Wasser abspülen und mit einem weichem Tuch (ggfls. Mikrofaser) abtrocknen oder mit Druckluft abblasen.

In industriellen Trockenanlagen nicht über 50°C erwärmen.



### Hinweise

Achtung! Dieses Produkt ist für Gegenstände aus Silber lediglich zu verwenden. Jeglicher Kontakt mit rostfreiem Stahl und anderen Metallen, sowie Silberwaren mit eingeschwärztem Dekor ist zu vermeiden.



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	295-5
10 L Kanister	295-10
25 L Kanister	295-25
1000 L IBC	295-1000

#### Daten:

Dichte	1,1
pH:	4-6
Viskosität	dünnflüssig

Kennzeichnung:	GHS05,09
ADR/GGVS:	UN3082, 9,II
Abbaubarkeit:	

UFI:	J410-R0R9-U007-EMRW
GISBAU:	
WGK:	> 90 %

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.